

ACIDE TRANEXAMIQUE 5% (50 MG/ML) – RINCE BOUCHE

Antifibrinolytique

DATE DE FABRICATION : _____

QTÉ PRÉPARÉE : _____

INGRÉDIENTS	QTÉ	FABRICANT	N° de LOT	EXPIRATION	QTÉ UTILISÉE	FAIT	VÉRIF
Cyklokapron 500 mg	12 comprimés pour format de 120 mL						
	20 comprimés pour format de 200 mL						
	30 comprimés pour format de 300 mL						
Eau purifiée stérile	q.s. 120 mL pour format de 120 mL						
	q.s. 200 mL pour format de 200 mL						
	q.s. 300 mL pour format de 300 mL						

NOM DU PATIENT : _____

#DOSSIER : _____

VÉRIF FINALE : _____

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LES INGRÉDIENTS

Le Cyklokapron en rince-bouche est utilisé pour contrôler les saignements oraux chez les patients anticoagulés devant subir une intervention dentaire

Posologie : 10 ml QID en rince bouche pour 1 à 7 jours, selon le cas ***NE PAS AVALER***.

Le fait de se gargariser avec 10 mL pendant 2 minutes amène des taux salivaires thérapeutiques qui persistent pour plus de 2 h sans avoir de taux sériques thérapeutiques

NOTES SUR LES CALCULS ET LES MESURES À EFFECTUER

Vérifier les dates d'expiration des matières premières utilisées

Préparation dans un endroit bien ventilé.

Porter un masque, gants non stériles, jaquette, bonnet

APPAREILS, INSTRUMENTS ET MATÉRIEL REQUIS

Mortier et pilon

Cylindres gradués

Bouteille ambrée

MÉTHODE DE PRÉPARATION

- Écraser et triturer les comprimés de Cyklokapron en très fine poudre homogène dans le mortier à l'aide du pilon
- Mouiller la poudre avec une petite quantité d'eau purifiée stérile afin d'obtenir une pâte homogène

- Ajouter graduellement une autre quantité d'eau purifiée stérile en mélangeant continuellement pour obtenir une suspension homogène
- Transvider dans la bouteille ambrée
- Compléter avec le reste de l'eau purifiée stérile jusqu'au volume requis

CONDITIONNEMENT

Conserver dans une bouteille ambrée

STABILITÉ ET ENTREPOSAGE

Se conserve à température de la pièce

Date limite d'utilisation : 5 jours après la date de préparation

ÉTIQUETAGE

Apposer sur les contenants : BIEN AGITER, PROTEGER DE LA LUMIERE, NE PAS AVALER et date limite d'utilisation

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- Confirmer les comprimés : Cyklokapron, quantité selon le format à préparer
- Confirmer le véhicule : eau purifiée stérile, volume selon le format à préparer
- **Spécification attendue** : suspension blanchâtre

RÉFÉRENCES CONSULTÉES

1. *Oral Surg Oral med Oral Pathol* 1993 Jan;75 (1) :29-31
2. Vigilance Santé consulté le 27 octobre 2023

Date de rédaction :	2013-12-13	Rédigée par :	Josée Duchesneau, pharmacienne
Révisée le :	2023-10-27	Révisée par :	Josée Duchesneau ,pharmmacienne
Modification effectuée : DLU qui est maintenant à 5 jours. Date arbitraire mise dans les références usuelles soit IJPC et Vigilance car aucune étude sur le sujet. Possiblement basé sur le traitement reconnu qui est de 5 jours .			
En vigueur le :	2023-10-27	Autorisée par :	Brigitte Bolduc, pharmacienne Responsables des soins pharmaceutiques