

Pharmacie - PHAR-Général #229

mesna changement de la taille du sac

2024-05-13 20:25 - Lorraine Legeleux

<b>Statut:</b>	Résolu	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Haut	<b>Echéance:</b>	2024-05-31
<b>Assigné à:</b>	Myriam Breton		
<b>Catégorie:</b>			
<b>Version cible:</b>			
<b>Équipes:</b>	Ariane		
<b>Description</b>  Bonjour, il faudrait changer la taille du soluté pour le mesna en passant de 50 mL à 100 mL pour que les tech n'aient pas à ajouter 10 mL pour couvrir le volume de la tubulure.  Si possible pour le prochain roll de début juin svp.  Merci et bonne journée			

Historique

#1 - 2024-05-13 20:29 - Mélanie Lacerte

- Echéance mis à 2024-05-31
- Statut changé de Nouveau à Accepté

Pour le prochain roll SVP ou avant ;)

#2 - 2024-05-17 17:03 - Myriam Breton

- Statut changé de Accepté à En cours
- Assigné à mis à Myriam Breton

Fait DEV et PROD. J'ai mis 2000 et moins dans un 100 mL de NS. > 2000 mg ca sort dans un 500 ml et je laisse idem. Juste me dire si ca sort pas adéquatement ou s'il manque quelque chose et je le remodifierais.

#3 - 2024-05-17 18:36 - Lorraine Legeleux

Je viens de vérifier et c'est TOP !! merci

#4 - 2024-05-17 18:37 - Myriam Breton

- Statut changé de En cours à Résolu