

## Ajout foslédodopa/foscarbidopa (Vyalev)

2024-07-03 19:21 - Mélanie Lacerte

<b>Statut:</b>	Attente MEP	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Bas	<b>Echéance:</b>	2025-12-04
<b>Assigné à:</b>	Myriam Breton		
<b>Catégorie:</b>			
<b>Version cible:</b>			
<b>Équipes:</b>	Ariane		
<b>Description</b>			
Foslédodopa/foscarbidopa (Vyalev)	Foslédodopa/foscarbidopa 240mg/ml-12mg/ml sol perf SC	Au formulaire. Pour poursuite de traitement de la maladie de Parkinson en perfusion sous-cutanée en continu (PSCC) à l'aide de la pompe Vyafuser. Garder hors inventaire	
administré par voie sous-cutanée au niveau de l'abdomen. seule la pompe à perfusion VYAFUSER doit être utilisée. Garder VYALEV au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C. peut être gardé à la température ambiante (ne dépassant pas 30 °C) pendant une seule période pouvant atteindre 28 jours. Se référer aux directives d'utilisation de la monographie pour la préparation.			

## Historique

#1 - 2025-11-20 19:18 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-12-04
- Statut changé de Accepté à Attente MEP
- Assigné à mis à Myriam Breton

Fait DEV.

Il semble y avoir des possibilité d'ajuster le débit, mais pour le peu de fois qu'on va le voir j'ai rien inscrit dans les instructions. A voir si ca devient plus fréquent.

## Fichiers

clipboard-202407031503-omrgb.png

6,11 ko

2024-07-03

Mélanie Lacerte