

Pharmacie - PHAR-Général #420

Omegaven à coder en sac sans PVC (sac vides)

2025-02-10 20:21 - Cathy Desaulniers

<b>Statut:</b>	En cours	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	2025-06-12
<b>Assigné à:</b>			
<b>Catégorie:</b>			
<b>Version cible:</b>			
<b>Équipes:</b>	SCAS		
<b>Description</b>			
1. Ajouter la possibilité de mettre 50 ml d'onegaven dans un sac vide sans PVC. Voir question PGA 15238 pour stabilité ( mais ils disent 7 jours??) Demande pour les gens du Tableau de SCAS pour decider si 7 jours ou 9 jours (seringues 9 jours)  Ajouter dans les instructions que doit être filtré lors de l'administration avec filtre 1.2 microns.			
2. Seringue : ajouter la possibilté de faire des seringues de 25ml dans la seringue. ( bouteille de 100ml donc permet de faire 4 seringues si petit débit)			

Historique

#1 - 2025-02-10 20:37 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté

#2 - 2025-02-11 13:20 - Cathy Desaulniers

- Assigné à mis à Cathy Desaulniers

#3 - 2025-05-06 19:42 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-06-12

- Statut changé de Accepté à Attente MEP

Fait DEV. J'ai mis 9 jrs pour les seringues et 7 jours pour le sac.

#4 - 2025-07-23 19:55 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Attente MEP à En cours

- Assigné à Cathy Desaulniers supprimé

- Équipes Ariane supprimé