

Pharmacie - PHAR-Général #82

Ajout héparine-lock en pédiatrie pour port o cath

2023-11-17 21:59 - Raphaël Coutu

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Joly-Mischlich		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description			
Demande C2 #2386831 (ADubuc)			
Selon procédure MSI OC-HO-001 pour la perméabilité des cathéters chez les enfants et adultes, il est mentionné que le produit héparine 100 unités/mL est à utilisé pour les enfants. 3 mL (300 UI) pour les moins de 5 ans et 5 mL (500 UI) pour les 5 ans et plus pour les port-o-cath			
Document disponible ici via la page MSI			

Historique

#1 - 2023-11-23 15:51 - Thomas Joly-Mischlich

- Statut changé de Accepté à Résolu
- Assigné à mis à Thomas Joly-Mischlich